

Mobilitéé chez soi

LÈVE-PERSONNE SÉRIE M



SPAN

Soins à domicile

 **savaria**^{MD}



“ **Nous savions que nous pouvions concevoir un meilleur lève-personne en nous questionnant sur chacun des détails et en nous concentrant sur la simplicité et la fiabilité**

Tranquillité d'esprit, réduction des risques

Que vous soyez un patient ou un soignant, lève-personne série M par Savaria vous permet des soulèvements et des transferts en toute sécurité à votre domicile. Le lève-personne aide à prévenir les risques de blessure des soignants, y compris les maux de dos qui sont fréquents lors de levages manuels. Les patients se sentent plus en confiance et plus en sécurité lors d'un déplacement ou d'un transfert à l'aide d'un lève-personne Savaria. Pour certains, un lève-personne Savaria est la solution qui leur permet d'obtenir leur congé d'hôpital plus rapidement, pour leur permettre de récupérer dans le confort de leur foyer.

Une meilleure technologie, un meilleur lève-personne

Comme les outils électriques de qualité et même les voitures électriques d'aujourd'hui, les lève-personne Savaria utilisent une pile lithium-ion couplée avec une transmission optimisée, ce qui comporte de nombreux avantages, dont:

- **Plus de levages sur une seule recharge:** 50 % de plus que la moyenne de l'industrie
- **Moins de temps de recharge:** environ 15 minutes par jour seulement, ou 2 heures si entièrement épuisée
- **Puissance:** des vitesses de levage plus rapides, donc moins de temps passé dans le lève-personne
- **Longue durée de vie:** les piles sont conçues pour durer 5 ans, donc moins de problèmes de piles mortes et d'appels de maintenance





Lève-personne portatif + portique de transfert

Cette combinaison permet un levage et un transfert tout en douceur du fauteuil roulant au lit. Le portique de transfert Savaria est doté de pieds à profil bas pour faciliter les manoeuvres en fauteuil roulant dans les petits espaces et il est rapide et facile à assembler. Ajoutez un bras d'extension pour faciliter le positionnement du lève-personne.



Système SureClip

L'attache pour la toile s'ouvre vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Grâce à ce détail, le système pour attacher la toile est plus sécuritaire et élimine les erreurs qui provoquent le détachement de la toile du lève-personne pendant l'utilisation.



Toiles

Une large gamme de toiles est offerte pour utilisation avec les lève-personne de la série M, notamment des toiles universelles, hygiéniques, de type hamac, de repositionnement et de marche, de marque Handicare et Silvalea, ainsi que d'autres fabricants.

Facile à utiliser

Les ingénieurs chevronnés de Savaria ont étudié chaque détail afin d'apporter toutes les améliorations possibles par rapport aux concepts traditionnels. Plutôt que d'ajouter des options superflues, l'équipe s'est concentrée sur concevoir un lève-personne simple et fiable. D'emblée, vous saurez intuitivement comment vous en servir.

Puissamment léger, simplement solide

Bénéficiant de la technologie de pile au lithium-ion et de la conception toute en simplicité, les lève-personne Savaria série M sont légers – le lève-personne portatif ne pèse que 11 lb et le lève-personne fixe (installé) ne pèse que 17 lb.

Lève-personne fixe + FastTrack

Pour les installations permanentes, choisissez un système de rail Savaria dans une configuration personnalisée pour s'adapter aux besoins de votre résidence, vous permettant de vous rendre où vous voulez dans la pièce, et dans plusieurs pièces. L'option motorisée offre encore plus d'aisance pour les déplacements.



CARACTÉRISTIQUES

Poids du produit	Portatif: 11 lb (5 kg) Modèle fixe: 17 lb (7,5 kg); Modèle motorisé fixe: 19 lb (8,5 kg)
Charge maximale	Portatif: 286 lb (130 kg) ou 440 lb (200 kg) Fixe: 600 lb (272 kg), 440 lb (200 kg) ou 286 lb (130 kg)
Niveau de bruit	Maximum de 54 dBA
Vitesse de levage	2,2"/sec (5,5 cm/sec) à 0 lb 2"/sec (5 cm/sec) à 286 lb (130 kg) 1,8"/sec (4,5 cm/sec) à 440 lb (200 kg)
Type de pile	Lithium-ion, 25,2 volts 2500 mAh
Cycles de levage par recharge	Environ 80 cycles de 24" (61 cm) à 200 lb (91 kg)
Recharge de la pile	Quand totalement déchargée, se recharge en environ 2 heures
Espérance de vie du produit	10 ans avec seulement 1 remplacement de la pile
Garantie	Garantie de 3 ans sur les pièces, incluant la pile
Conformité	Conforme à toutes les normes internationales de certification et tous les standards pour les équipements médicaux

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Lève-personne fixe motorisé offert en 3 choix de capacité
- Lève-personne portatif et portique de transfert autoportant offerts en 2 choix de capacité
- Système FastTrack modulaire pour des déplacements simples ou complexes
- Système X/Y pour couvrir toute la pièce
- Option de sections modulaires droites, courbes, montées au mur, et de poteaux muraux et de rails intégrés
- Rail permettant la recharge constante pour les lève-personne fixes
- Plaque tournante électrique
- Système de pont de rail qui s'aligne automatiquement
- Matériel disponible pour une installation sur une structure en bois, en béton ou en acier
- Bras d'extension pour lève-personne portatif



Les lève-personne Savaria série M sont disponibles à travers l'Amérique du Nord via Span.

Pour en savoir plus sur la série M, veuillez visiter le site web Savaria sur nos équipements médicaux.

SavariaPatientCare.com

patientcare

savaria^{MD}

Span | 800.888.6752 | 70 Commerce Center Greenville SC 29615

Équipements médicaux Savaria offre une gamme complète de produits pour soigner et déplacer des personnes en toute sécurité, à domicile et dans les établissements de soins. Le groupe comprend les produits Handicare, Span, Silvalea et Savaria. Des lits médicaux et surfaces thérapeutiques basés sur la science aux designs de toiles conçus à partir de critères cliniques et aux lève-personne innovants, Équipements médicaux Savaria vise à assurer la continuité des soins avec simplicité et fiabilité. Savaria Corporation est l'un des chefs de file mondiaux de l'accessibilité, avec une distribution dans plus de 40 pays.